



檢驗科公告

發布日期： 人員：林奇勇 分機：1120 編號：

公告對象：

■ 檢驗科同仁

■ 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：

1.即日起更改 Lactic acid 乳酸(院碼:lac/09059B)檢驗方法

公告內容：

1. Lactic acid 乳酸檢驗方法

	修改前	修改後
檢驗方法	The edge POCT	Beckmen DxC700AU
採檢容器	綠頭管(herparin)	灰頭管(NaF)
參考值	0.5-2.2 mmol/L	0.5-2.2 mmol/L

2. 採檢後仍須盡速冰浴送檢

如有相關問題，請聯繫檢驗科，分機 1120。

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：