



檢驗科公告

發布日期：114.01.21      人員：林奇勇      分機：1120      編號：

公告對象：

■ 檢驗科同仁

■ 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：

即日起 HbA1c 醣化血色素(hba1c)更換操作儀器，方法學異動。生物參考區間無異動。

公告內容：

1. HbA1c 醣化血色素，操作儀器由 Capillarys sebia 2 flex piercing 更換為 Dx C700AU。方法學由毛細管電泳法更換為免疫抑制比濁法。
2. 生物參考區間無異動為 4.0-6.0%
3. 如有相關問題，請聯繫檢驗科，分機 1120。

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：