

檢驗名稱	AFB stain	中文名稱	抗酸性濃縮抹片染色檢查
檢驗代碼	檢體種類	健保編號(點數)	13025C (74)
afs	sputum	檢驗方法	檢體去汙/濃縮後，以螢光染色篩檢，陽性者以複紅染色確認。
afsacf	CSF		
afsagj	Gastric		
afsaot	Other		
afsapl	Pleural		
afsaps	Pus		
afsast	Ascites		
afsasy	Synovial		
afsawd	Wound		
afsbw	Bronchial wash		
afsur	Urine		
採集容器	50 mL 無菌離心管	操作時間	每天
採檢體量	3 mL 以上	報告時間	3 天
送檢時間	每日	操作單位	衛生福利部彰化醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	1. 檢體採集前請以煮過之開水漱口，請勿使用牙膏或漱口水。 2. 檢體採集以清晨第一口痰為佳，請勿以口水送檢。		
檢體保存	原始檢體採集後盡速以低溫送檢，若需暫存，請保存於2~8°C冰箱，並於採檢當天算起三天內送達實驗室。		
生物參考區間	Not found		
臨床意義	1. 診斷是否有抗酸菌感染。 2. 抹片陽性不可作為判定結核病的唯一依據，因染色抹片無法區分死菌與活菌，亦無法有效區分結核分枝桿菌及非結核分枝桿菌。 3. 抹片陰性亦不可作為無結核菌感染的唯一依據，因依據文獻指出，檢體每mL至少需有5000至10000隻之抗酸菌才能在顯微鏡鏡檢檢測。		
備註	1. 結核病為第三類之法定傳染病，抗酸菌染色結果為陽性時，需通報給開單醫師及感管。 2. 報告片語： Acid-fast stain: Not found Acid-fast stain: +/- (平均1-2/300視野) Acid-fast stain: + (平均1-9/100視野) Acid-fast stain: 2+ (平均1-9/10視野) Acid-fast stain: 3+ (平均1-9/視野)		

	Acid-fast stain: 4+ (平均>9/視野)
--	-------------------------------

修訂日期：2024.10.1