

檢驗名稱	Acid-fast culture	中文名稱	抗酸菌培養
檢驗代碼	檢體種類	健保編號(點數)	13026C (304)
afsas	Ascites	檢驗方法	將檢體去汙/濃縮後，同時以 MGIT 培養基與 LJ 培養基培養
afsbro	Bronchial		
afscgj	Gastric		
afscsf	CSF		
afscsy	Synovial		
afscul	Sputum		
afscur	Urine		
afscwd	Wound		
afsot	Other		
afspl	Pleural		
採集容器	50 mL 無菌離心管	操作時間	每天
採檢體量	3 mL 以上	報告時間	60 天
送檢時間	每日	操作單位	衛生福利部彰化醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	1. 檢體採集前請以煮過之開水漱口，請勿使用牙膏或漱口水。 2. 檢體採集以清晨第一口痰為佳，請勿以口水送檢。		
檢體保存	原始檢體採集後盡速以低溫送檢，若需暫存，請保存於2~8°C冰箱，並於採檢當天算起三天內送達實驗室。		
生物參考區間	Negative. Culture negative for Acid-fast bacilli		
臨床意義	當結果為陽性時，代表檢體中存在抗酸菌。		
備註	1. 結核病為第三類之法定傳染病，抗酸菌染色結果為陽性時，需通報給開單醫師及感管。 2. 報告片語： Negative . Culture negative for Acid-fastbacilli，培養56天，MGIT及LJ培養基皆無生長AFB Positive. Culture positive for Acid-fast bacilli，MGIT或LJ任一培養基有生長AFB Contamination .Both MGIT and LJ were contaminated，當MGIT及LJ培養基同時生長細菌		

修訂日期：2024.10.1