

檢驗名稱	Chlamydia Trachomatis Ag	中文名稱	包衣體試驗
檢驗代碼	chlag	健保編號(點數)	12016C(260)
檢體種類	女性子宮頸拭子，男性尿道拭子， 男性尿液	檢驗方法	ABON Chlamydia Raoid test/ EIA
採集容器	專用棉棒；無菌尿盒(50mL)	操作時間	每日
採檢體量	尿液 30mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	(1) 不可使用一般棉棒，採集檢體前請勿使用0.9%氯化鈉處理拭子。 (2) 尿液以早晨第一泡尿液為佳。檢體分析是一次性，不進行原管複驗。		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Negative		
臨床意義	Chlamydia Trachomatis可引起砂眼(trachoma)、包涵性結膜炎(inclusion conjunctivitis)、花柳性淋巴肉芽腫(lymphogranulomavenereum)及非特異性尿道炎。一般而言，男性感染披衣菌尿道炎可能會引起副睪炎。女性感染披衣菌尿道炎除了會引起子宮頸炎之外，也會造成急性輸卵管炎，這些併發症都可能會導致患者不孕。		
備註	一、參考檢驗： Chlamydia IgG、IgA、IgM。 二、干擾因素：無。 三、注意事項： (1) 不可使用一般棉棒，採集檢體前請勿使用0.9%氯化鈉處理拭子。 (2) 尿液以早晨第一泡尿液為佳。檢體分析是一次性，不進行原管複驗。		

修訂日期：2024.10.1