

檢驗名稱	導管培養	英文名稱	Tip culture
檢驗代碼	cultip	健保編號 (點數)	13007C、13009B (350)
檢體種類	Catheter tip	檢驗方法	VITEK 2 Compact 全自動微生物分析儀
採集容器	無菌盒	操作時間	每週一~週六
採檢體量	tip 長度 5-7cm，以不超過無菌盒高度為主	報告時間	3 個工作天
送檢時間	24 小時收檢，如無法立即送檢須將檢體 4°C 冷藏，並於 24 小時內送檢	操作單位	檢驗科細菌室
採檢注意	無		
檢體保存	操作後剩餘檢體 2-8°C 保留 3 天		
生物參考區間	No growth	可報告範圍	No growth、依鑑定與藥敏結果
臨床意義	導管是直接進入體內血管的異物，因此可能造成細菌感染，尤其是免疫機能不全的病人所造成的菌血症。導管培養是偵測引起血流感染之病原菌。		
備註			