

檢驗名稱	Anti-ENA-J 0-1	中文名稱	可抽出之核抗體 J 0-1
檢驗代碼	joen	健保編號(點數)	12154B(600)
檢體種類	Serum	檢驗方法	FEIA
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每週二、五
採檢體量	4mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	部立台中醫院醫事檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Negative : <7 U/mL Equivocal : 7-10 U/mL Positive : >10 U/mL		
臨床意義	ENA是指體內具特異性對抗細胞核萃取物的自體抗體，使用在分辨各類自體免疫疾病，而抗體效價改變會反映出治療的效果。上升：混合性結締組織炎、全身硬化症、皮膚炎、紅斑性狼瘡等。		
備註	一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：避免溶血。		

修訂日期：2024.10.1