

檢驗名稱	微晶肺炎病原體多標的核酸檢測試驗	英文名稱	FilmArray Pneumonia Panel (Pneumo)
檢驗代碼	pneumo	健保編號(點數)	自費 14500
檢體種類	BAL / mini-BAL / 痰液 / 氣管抽出物 (ETA)	檢驗方法	多重核酸檢測 (Nested multiplex PCR + HRM)
採集容器	無菌容器	操作時間	星期一至五白班
採檢體量	上機需 200 μ L	報告時間	操作完成後
送檢時間	採檢後立即送檢	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	以常溫運送，冷藏持續最多 1 天 (2-8°C)		
生物參考區 間	所有微生物檢測應均為陰性	可報告範圍	檢測到 / 未檢測到 / 無效
臨床意義	FilmArray PN 結果可與其他臨床及流行病學資訊結合使用，對表現出呼吸道感染特徵及/或症狀個體，協助進行呼吸道感染診斷。 在下呼吸道疾病情況下獲得陰性結果，可能是由於此試驗沒有檢測到的其他病原體所導致。		
備註			