

檢驗名稱	RH(D)型檢查	英文名稱	RH typing
檢驗代碼	rh	健保編號(點數)	11003C(90)
檢體種類	Whole Blood	檢驗方法	Tube method
採集容器	EDTA 紫頭管	操作時間	每天
採檢體量	1-3 ml(嬰兒：0.5 ml 以上)	報告時間	急件 40 分鐘，一般件 4 小時
送檢時間	採檢後一小時送達	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	確認檢體姓名		
檢體保存	當天室溫，保存一週於冷藏冰箱		
生物參考區間	無。 可報告範圍：Positive、Negative，因新生兒之紅血球抗體尚未成熟故建議於出生6個月後再做血型確認檢查。		
臨床意義	輸血前的常規檢查只有檢查D 抗原，因為D 抗原最具有免疫抗原性。D-的病人接受一單位的D+血液後，約50-75%的受血者會產生抗D 抗體，因此所有捐血者與輸血者的血液均需常規檢查是否有D 抗原，以確保D-受血者會輸入D-的血液。		
備註	<p>一、干擾因素： 建議不要使用明顯溶血、脂血或黃疸樣品。如有可能，採集新樣品。</p> <p>二、注意事項： 確認檢體姓名，檢體和抗凝劑需混合均勻，不可使用 clot 檢體。</p>		