

|                |   |          |                                |
|----------------|---|----------|--------------------------------|
| 檢驗名稱           | 尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗   | 英文名稱     | Streptococcus pneumoniae urina |
| 檢驗代碼           | strag   | 健保編號(點數) | 12172B(320)                    |
| 檢體種類           | Urine、CSF   | 檢驗方法     | EIA, BINAX NOW                 |
| 採集容器           | 透明廣口無菌盒   | 操作時間     | 每天                             |
| 採檢體量           | 2-10 mL   | 報告時間     | 30 分                           |
| 送檢時間           | 24 小時收件   | 操作單位     | 檢驗科                            |
| 採檢注意<br>(病人準備) | 無   |          |                                |
| 檢體保存           |   |          |                                |
| 生物參考區間         | Negative  | 可報告範圍    | Negative/Positive              |
| 臨床意義           | Streptococcus pneumoniae 感染的病人尿液中會帶有 Streptococcus pneumoniae Antigen，使用尿液肺炎鏈球菌快速抗原檢驗，可在未培養出細菌前早期偵測 Streptococcus pneumoniae 造成的肺炎及腦膜炎。 |          |                                |
| 備註             |   |          |                                |