

檢驗名稱	Toxoplasma IgM Ab	中文名稱	弓漿蟲 IgM 抗體
檢驗代碼	toxom	健保編號(點數)	14071B(700)
檢體種類	Serum	檢驗方法	CMIA
採集容器	含Gel紅頭管	操作時間	每日
採檢體量	4mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	Non-reactive : <0.5 Index Grayzone : 0.50-0.59 Index Reactive : ≥0.60 Index		
臨床意義	<p>Toxoplasmosis是種全身性、寄生蟲（弓漿蟲）感染的疾病，可能是經由食用未煮熟的動物肉類或清除貓糞時食入孢囊，可透過胎盤而感染胎兒，若個體免疫系統健全，則無大礙，但若免疫能力有缺失，則會有淋巴球增多症、淋巴腺病、腦炎、心肌炎的情況發生，胎兒感染出生後，會產生嚴重缺陷，並可能導致死亡。孕婦如果在懷孕前一年已經知道Toxoplasma IgG weak(+)弱陽性，表示過去的感染，可以放心的懷孕。如果在懷孕期間檢驗結果是高抗體，代表可能是最近的感染(可以加驗IgM)，或者檢驗結果是陰性，代表未感染過，懷孕期間每次回診都應該追蹤抗體，直到懷孕滿第五個月，之後到生產前再做一次，來證明沒有被感染到。IgM診斷孕婦感染，新生兒congenital infection，感染後4週內IgM可能還不會出現，出現後最長可以維持一年。</p>		
備註	<p>一、參考檢驗：Toxoplasma IgG。</p> <p>二、干擾因素：無。</p> <p>三、注意事項：無。</p>		

修訂日期：2024.10.1