

檢驗名稱	總膽固醇	英文名稱	Cholesterol total
檢驗代碼	cho	健保編號(點數)	09001C(70)
檢體種類	Serum/Plasma	檢驗方法	分光光度法
採集容器	含 Gel 紅頭管/Heparin 綠頭管	操作時間	每天
採檢體量	至少 3ml	報告時間	急診 40 分、門診急件 1 小時、一般件 8 小時
送檢時間	24 小時收件	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	建議空腹至少八小時後採檢		
檢體保存	(1) 建議採檢後2小時內進行離心 (2) 2-8°C 不超過7天		
生物參考區間	< 200 mg/dL	可報告範圍	25-700 mg/dL
臨床意義	<p>(1) 膽固醇外因性來自食物在肝臟合成，內因性在體內細胞合成，膽固醇是動脈硬化危險因子。</p> <p>(2) 上升於動脈硬化、膽道阻塞、黃膽、心臟衰竭、糖尿病控制不良、腎絲球腎炎、脂質代謝及堆積疾病、高脂蛋白血症、腎臟症候群、慢性胰臟炎、藥物。</p> <p>(3) 下降於溶血性貧血、惡性貧血、肝臟合成障礙、肝炎、甲狀腺機能亢進、營養或吸收不良、尿毒症、低脂蛋白血症。</p>		
備註	修訂日期:113.9.13		