

檢驗名稱	Ceruloplasmin-nephelometry	中文名稱	轉銅素
檢驗代碼	cer	健保編號(點數)	12050B(275)
檢體種類	Serum (血清)	檢驗方法	Behring BN Prospec/ Nephelometry
採集容器	含 Gel 紅試管	操作時間	每日
採檢體量	3mL 以上	報告時間	6 天
送檢時間	每日	操作單位	大安聯合醫事檢驗所
採檢注意 (病人準備)	無		
檢體保存	2-8°C 保存		
生物參考區間	17-31mg/dL。		
臨床意義	Ceruloplasmin 為一運送銅的蛋白質，亦可協助鐵的取用，是一種急性期反應物質，在臨床上最常使用於 Wilson's disease 的診斷，因為肝臟製造 Ceruloplasmin 偏低，造成銅在組織的沉積，引起肝、腦的傷害病變。 上升：1. Cu 缺乏症、2. 急性發炎反應。		
備註	一、參考檢驗：肝功能、血清 Cu、24 小時尿液 Cu。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：無。		

修訂日期：2024.10.1