

檢驗名稱	苯酮體檢查(血液)	英文名稱	Ketone body
檢驗代碼	ket	健保編號(點數)	06007C (15) / 自費 50
檢體種類	Whole blood	檢驗方法	POCT
採集容器	Herparin(綠頭)/EDTA(紫頭)	操作時間	每天
採檢體量	至少 1 mL	報告時間	30 分
送檢時間	採檢後 30 分鐘內	操作單位	檢驗科
採檢注意	無		
檢體保存	無		
生物參考區間	<0.6 mmol/L	可報告範圍	0.0-8.0 mmol/L
臨床意義	<p>酮體是脂肪代謝的中間產物，在 insulin 比較不足的情況下，脂肪與脂肪酸代謝效率比較差，酮體累積在血液中經由腎臟排出，可以使用尿液或血清檢測。</p> <p>兩者都是對 acetoacetate 有不錯的敏感度，對於 beta- hydroxybutyric、acetone 敏感度較低，以半定量、定性方式報告。陽性發生於飢餓、糖類攝取不足、麻醉、高脂肪飲食、糖尿病、糖尿病性酮酸血症。</p>		
備註			