

檢驗名稱	凝血酶原時間	英文名稱	Prothrombin time (PT)
檢驗代碼	pt	健保編號(點數)	08026C (150)
檢體種類	Whole Blood	檢驗方法	凝固法(Coagulate)
採集容器	含 3.2% sodium citrate 抗凝劑的 PT 管	操作時間	24 小時
採檢體量	需依採血管規格採血至標準線	報告時間	急件一小時，一般件 3 小時
送檢時間	採檢完一小時內送檢	操作單位	檢驗科
採檢注意 (病人準備)	避免溶血		
檢體保存	PT：在 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 可保存 8 小時		
生物參考區間	PT：11.0~14.5 second、INR therapeutic range：0-3		
臨床意義	<p>PT 主要應用於三方面</p> <p>(1)由先天或後天凝固缺損，如肝病或維他命 K 缺損，所造成的外在凝固路徑因子的缺乏。</p> <p>(2)抗凝血劑的治療監控。</p> <p>(3)凝固因子的分析。</p> <p>INR <math>\leq 2.5</math> 內視鏡步驟出血的可能性降至最低。</p> <p>INR 1.6 ~ 2.5 預防中風的治療範圍。</p> <p>INR 2.0 ~ 3.0 預防中風的治療範圍。</p> <p>INR 2.0 ~ 3.0 處理深部靜脈血管栓塞、預防全身性栓塞、血管人工瓣膜。</p> <p>高劑量積極治療：INR 2.5 ~ 3.5 當個案最近急性心肌梗塞、心臟瓣膜、處理全身性栓塞、血管人工瓣膜引起的栓塞、高危險手術的預防。</p>		
備註			