

| | | | |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 檢驗名稱 | Anti-ENA-- SmD _p /RNP Ab | 中文名稱 | 可抽出的核抗體檢測 Sm D ^P /RNP |
| 檢驗代碼 | smrnp | 健保編號(點數) | 12173B(561) |
| 檢體種類 | Serum | 檢驗方法 | FEIA |
| 採集容器 | 含Gel紅頭管 | 操作時間 | 每週二、五 |
| 採檢體量 | 4mL 以上 | 報告時間 | 6 天 |
| 送檢時間 | 每日 | 操作單位 | 部立台中醫院醫事檢驗科 |
| 採檢注意 (病人準備) | 無 | | |
| 檢體保存 | 2-8°C 保存 | | |
| 生物參考區間 | | Anti-ENA-- SmD ^P Ab | Anti-ENA-- RNP Ab |
| | Negative | <7 U/mL | <5 U/mL |
| | Equivocal | 7-10 U/mL | 5-10 U/mL |
| | Positive | >10 U/mL | >10 U/mL |
| 臨床意義 | <p>ENA-RNP D_p Ab, anti-ribonucleoprotein, 陽性發生於MCTD混合性結締組織病, 症狀重疊了SLE、SSc、PM、RA, 如Raynauds phenomenon, 其他Scleroderma、SLE的病人約有1/4會呈陽性, 但MCTD病人只表現高效價之RNP抗體。ENA-SmD^P Ab, Smith抗原的抗體, 陽性結果強烈建議為SLE患者, 但SLE患者約只有1/3 SmD^PAb(+)</p> | | |
| 備註 | <p>一、參考檢驗：無。 二、干擾因素：無。 三、注意事項：避免溶血。</p> | | |

修訂日期：2024.10.1